

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΕΛΕΙΟ ΣΩΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΧΟΣ

iContour

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 μηχανήμα,
4 Αποτελεσματικές Τεχνολογίες,
5 Διαφορετικές Κεφαλές



Μονοπολικό RF με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης | Διπολικό RF | Cavitation | Vacuum (2 κεφαλές)

Επαναφορά περιγράμματος σώματος & προσώπου

// Εξάλειψη κυτταρίτιδας

// Lifting προσώπου

// Μείωση τοπικού πάχους

// Λείανση ρυτίδων

// Σύσφιξη

// Λεμφικό μασάζ & απομάκρυνση τοξινών

Functions

Monopolar RF

Οι μονοπολικές ραδιοσυχνότητες διεισδύουν και θερμαίνουν επιλεκτικά τους εν τω βάθει ιστούς. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί άμεση συρρίκνωση των ήδη γηρασμένων και φθαρμένων ινών κολλαγόνου με αποτέλεσμα τη διέγερση νέας κολλαγονογένεσης (Collagen Refill Technology- CRT) RF.

Bi-polar

Η κεφαλή διπολικού RF είναι ιδανική για θεραπείες προσώπου επιτυγχάνοντας ανόρθωση του περιγράμματος, σύσφιξη των ιστών, λείανση των ρυτίδων

Cavitation

νέα επαναστατική τεχνολογία. Με τη χρήση υπερηχητικών κυμάτων χαμηλής συχνότητας (40 kHz) δημιουργούνται μικροσκοπικές φυσαλίδες υποπίεσης μέσα στο λιπώδη ιστό και γύρω από τα λιποκύτταρα με αποτέλεσμα την κατάρρευση της κυτταρικής μεμβράνης (lipolytic effect).

Vacuum massage

Ελεγχόμενης έντασης ενδοδερμική μάλαξη κατά της κυτταρίτιδας. Επενεργεί βαθιά στους ιστούς, τονώνει τα κύτταρα του δέρματος εντείνοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό. Ενισχύεται και επιταχύνεται η λιπόλυση, απομακρύνονται οι τοξίνες μέσω της διέγερσης της λεμφικής κυκλοφορίας. Η κυτταρίτιδα μειώνεται δραστικά και αλλάζει αισθητά η συνολική εικόνα του σώματος.

i-Contour

Ολοκληρωμένη συσκευή γλυπτικής σώματος & προσώπου i-Contour

Η πρωτοποριακή συσκευή i-Contour ανήκει στην κατηγορία των έξυπνων ολοκληρωμένων συσκευών Ιατρικής- Αισθητικής. Ο συνδυασμός των μονοπολικών και διπολικών ραδιοσυχνοτήτων, Cavitation, και αναρρόφησης σε διαφορετικές εντάσεις έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη διαφόρων ειδών θεραπειών γλυπτικής σώματος, γρήγορα, ανώδυνα και χωρίς παρενέργειες

Specifications

//Cavitation	
Frequency	40kHz
Power	Up to 100 W
Pulse Wavelength	1-5 Seconds
Pulse Interval	0.5-3 Seconds
//RF [Bipolar and Monopolar]	
Frequency	1MHz
Power	200 W
Cooling System	-4 oC
Treatment Head Dimensions	Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm
//Vacuum	
Pressure	-30Kpa ~ -90Kpa
Head Dimension	Φ56mm & Φ76mm
//Cooling System	
Power Supply	Water cooling, forced air-cooling and semiconductor cooling
Max. Power Consumption	110V-220V, 60/50Hz
Dimensions	600W
Weight	~50 kg



After Sales Support

Στοχεύοντας στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, και έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αρχή την ασφάλεια και την ποιότητα υπηρεσιών μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας την απαραίτητη τεχνική και after sales υποστήριξη, αποδεικνύοντας συνεχώς της αξίες μας για τεχνολογική καινοτομία, ποιότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα.



ResultMed ©

Αικατερίνης Κορνάρο 14Α 2015, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 250800 | +357 96 477644 | info@resultmed.com.cy

f ResultMed
www.resultmed.com.cy